

Urgostrips®



Sutures cutanées adhésives stériles

www.distrimed.com

Urgostrips®

Sutures sous emballage individuel stérile conditionnées en boîte

CODE	PRÉSENTATION	GROUPE	
		en UCD	en boîtes/CA
1600	75 x 3 mm 5 sutures	50 sachets	90
1601	75 x 6 mm 3 sutures	50 sachets	90
1602	100 x 6 mm 10 sutures	50 sachets	36
1603	100 x 12,5 mm 6 sutures	50 sachets	36



www.URGOmedical.fr

Urgostrips®



DESCRIPTION

- Bandelettes prédécoupées posées à plat sur protecteur siliconé avec prédécoupes.
- Support non tissé en fibre polyester, aéré.
- Masse adhésive acrylique de haute tolérance cutanée.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Présentation sous sachet pelable, transparent sur une face.

PROPRIETES

- L'aération du support non tissé aéré évite toute macération.
- Sécurité d'emploi :
 - . Haute résistance à la rupture obtenue sans l'adjonction de fils de renfort.
 - . Forte adhésivité dans le temps sans risque de glissement et respect des différents types de peaux.
- Facilité d'emploi :
 - . Double languette de préhension pour le respect du geste aseptique.
 - . Sachet pelable à usage unique.

INDICATIONS

- En chirurgie réparatrice :
 - . mammectomie,
 - . reprise de cicatrice en post-opératoire.
- En chirurgie dermatologique : ablation de tumeurs cutanées.
- En service d'urgences : rapprochement rapide et efficace des berges de la plaie.
- Pour renforcer les sutures par fils.

MISES EN GARDE ET CONSEILS D'UTILISATION

MISES EN GARDE :

- En cas de suspicion d'infection, contacter un médecin.
- Appliquer sur une peau nettoyée et séchée. (L'utilisation de produits gras type crèmes peut nuire à l'adhésivité.)

MODE D'EMPLOI :

- Après l'arrêt du saignement et les soins de la plaie,
 1. Appliquer 2 bandelettes de part et d'autre de la plaie et parallèlement à celle-ci.
 2. Appliquer une 3ème bandelette perpendiculairement : assurer d'abord son adhérence sur l'une des berges de la plaie. Exercer ensuite une légère traction afin de rapprocher l'autre berge. Appliquer sur celle-ci.
 3. Appliquer d'autres bandelettes de la même façon que la précédente de façon à recouvrir complètement la plaie.
 4. Renforcer l'ensemble en appliquant des bandelettes transversalement.
- Il est souhaitable de recouvrir ensuite le tout d'un pansement protecteur.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE.
Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

www.distrimed.com

